

## EASY DRENCH POST PARTO SACCHETTO DA 1 KG.



ABBONA ED DANTE S.R.L.



### EASY DRENCH POST PARTO SACCHETTO DA 1 KG.

Valutazione: Nessuna valutazione

#### Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Mangime complementare per vacche da latte

#### NOTE TECNICHE:

Il giorno del parto e quelli immediatamente successivi rappresentano, per la vacca da latte, l'evento cruciale da cui dipende il buon esito dell'intera lattazione. In questa fase l'animale è sottoposto a diverse pressioni causa di stress: il travaglio ed il parto, la depressione della funzione

immunitaria, il forte cambiamento del fabbisogno di alcuni nutrienti (il doppio per gli aminoacidi, il triplo per il glucosio, il quadruplo per il calcio), la mobilitazione dei grassi di deposito con rischio di accumulo a livello epatico (steatosi epatica) nonché il riacutizzarsi di possibili patologie virali latenti (ad es. Virus Sinciziale, IBR o BVD). Un ottimo intervento per aiutare la vacca da latte in questo delicato periodo è la somministrazione, immediatamente dopo il parto (il più precocemente possibile), di 1 kg di EASY DRENCH diluito in 20-25 litri di acqua tiepida. Questa semplice operazione permette così di ottenere i seguenti risultati:

- reidratare l'animale e rimpiazzare il volume perso con l'espulsione del vitello, dei liquidi e degli invogli fetali;
- apportare sodio e potassio per compensare la forte perdita di elettroliti che si verifica nel momento stesso del parto;
- apportare Calcio altamente biodisponibile con il fine di soddisfare le massicce richieste dell'inizio lattazione e prevenire l'Ipocalcemia;
- apporto di zuccheri semplici e siero di latte per indurre un rapido aumento della glicemia, riducendo il rischio di eccessiva mobilitazione dei grassi di deposito e quindi di chetosi;
- apporto bilanciato di Vitamine e Oligoelementi dall'elevata biodisponibilità (Beta-carotene, Zinco, Manganese, Ferro chelato e Selenio organico).

A differenza del drench di prima generazione, in cui la somministrazione avveniva in modo forzato e richiedeva l'impiego di un'apposita attrezzatura (pompa ad immersione e sonda ruminale), nonché di un operatore attento, EASY DRENCH risulta di facile impiego.

Grazie alla sua straordinaria appetibilità, garantita dall'ottima solubilità e effervesienza fornita degli elettroliti in esso contenuti, è sufficiente lasciarlo a disposizione della vacca immediatamente dopo il parto per garantirne l'assunzione immediata. L'impiego sistematico di EASY DRENCH

permette così di perseguire facilmente i principali obiettivi del post-parto:

- contenimento dell'ipocalcemia
- riduzione delle ritenzioni di placenta e delle metriti
- riduzione dei fenomeni di chetosi
- riduzione del numero di dislocazioni dell'abomaso
- rapido raggiungimento di un buono stato fisiologico che permette agli animali di esplicare al meglio il loro potenziale produttivo.

ADDITIVI (per kg):

Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo:

Vitamina A 3a672a \_\_\_\_\_ 850.000 UI

Beta-carotene 3a160(a) \_\_\_\_\_ 200 mg

Vitamina D3 3a671 \_\_\_\_\_ 20.000 UI

Vitamina E 3a700 \_\_\_\_\_ 800 mg

Composti di oligoelementi:

3b607 Chelato di zinco di idrato di glicina [solido] - Zn \_\_\_\_\_ 520 mg

3b503 Solfato manganoso, monoidrato - Mn \_\_\_\_\_ 140 mg

3b506 Chelato di manganese di idrato di glicina - Mn \_\_\_\_\_ 100 mg

3b108 Chelato di ferro [II] di idrato di glicina - Fe \_\_\_\_\_ 215 mg

3b202 Iodato di calcio anidro - I \_\_\_\_\_ 25 mg

3b802 Selenito di sodio in granuli rivestiti - Se \_\_\_\_\_ 2 mg

3b815 L-seleniometionina - Se \_\_\_\_\_ 1 mg

Conservanti:

Acido citrico E330

Leganti:

Acido silicico precipitato ed essiccato E 551a \_\_\_\_\_ 25.000 mg

COMPONENTI ANALITICI (espressi sul T.Q.):

Proteina grezza \_\_\_\_\_ 1,4 %

Grassi grezzi \_\_\_\_\_