



TEST RAPIDO ANTIBIOICO Charm Beta/Tetra DIP CONF DA 20 PZ. - test in 6 minuti



TEST RAPIDO ANTIBIOICO Charm Beta/Tetra DIP CONF DA 20 PZ. - test in 6 minuti

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Test rapido per la rilevazione di antibiotici - sulfamidici nel latte in modo rapido in soli 6 minuti. Regolare l'incubatore ad una temperatura di 56 °C